



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 012906 0515 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:



DÜPERTHAL

**DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK
GMBH & Co. KG**

Frankenstraße 3
63791 Karlstein
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

Sicherheitsschränke

Geprüft nach:

DIN EN 14470-2:2006
EK5/AK4 09-10:2009
DIN EN 16121:2017
DIN EN 16122:2012
AfPS GS 2019:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 034-713146293-100

Gültig bis: 2024-05-13

Datum, 2021-10-18

Horst Kristen

(Horst Kristen)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 012906 0515 Rev. 00

Modell(e): SUPREME standard
SUPREME pro

Kenndaten:

| SUPREME standard | |
|------------------|---|
| Modelltyp | ca. Baugröße in mm (Höhe x Breite x Tiefe) |
| S | 1375 x 595 x 610 |
| M | 2030 x 595 x 610 |
| L | 2030 x 895 x 610 |
| XL | 2030 x 1195 x 610 |
| XXL | 2030 x 1395 x 610 |

| SUPREME pro | |
|-------------|---|
| Modelltyp | ca. Baugröße in mm (Höhe x Breite x Tiefe) |
| S | 1375 x 595 x 610 |
| M | 2030 x 595 x 610 |
| L | 2030 x 895 x 610 |
| XL | 2030 x 1195 x 610 |
| XXL | 2030 x 1395 x 610 |

Feuerwiderstandsfähigkeit: FWF 90

Eine ausführliche Beschreibung der Kenndaten befindet sich im Prüfbericht.