

TÜV SÜD
 ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFIKAT ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 012906 0507 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:



**DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK
GMBH & Co. KG**

Frankenstraße 3
63791 Karlstein
DEUTSCHLAND

Fertigungsstätte:

062099

Prüfzeichen:



Produkt:

Sicherheitsschränke

Modell(e):

CLASSIC line , COMPACT line

Kenndaten:

CLASSIC line		COMPACT line	
Modelltyp (standard und pro)	Ca. Baugröße (Breite x Höhe x Tiefe in mm)	Modelltyp	Ca. Baugröße (Breite x Höhe x Tiefe in mm)
S	594 x 1385 x 612	SL	594 x 1385 x 747
SL	594 x 1385 x 747	ML	594 x 2045 x 747
XS	1194 x 1385 x 612	LL	894 x 2045 x 747
M	594 x 2045 x 612	XXL	1650 x 2045 x 747
ML	594 x 2045 x 747		
L	894 x 2045 x 612		
LL	894 x 2045 x 747		
XL	1194 x 2045 x 612		
XXL	1650 x 2045 x 747		

Feuerwiderstandsklasse der Sicherheitsschränke: FWF 90.
Eine ausführliche Beschreibung der Kenndaten befindet sich im Prüfbericht.

Geprüft nach:

DIN EN 14470-1:2004
DIN EN 16121:2017
DIN EN 16122:2012
EK5/AK4 09-10:2009
TRGS 510:2013 Anlage 3
AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Bericht Nr.:

713155294

Gültig bis:

2024-11-06

Datum, 2019-12-04

(Horst Kristen)