



	Modelltyp	
	S	S-5
H (mm)	805	805
B (mm)	601	601
T (mm)	594	494
T1 (mm)	1170	1070
Türen	1	1
Leergewicht (kg)	135	125
Schrankinnen-volumen (m ³)	0,15	0,12

* Standard Sockelhöhe (siehe Seite 4)

Außenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: BENCH S Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügelür		
	Zeichnungsnummer: D00080278	Blatt: 1 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 02	Datum: 2016-09-08	




	Modelltyp	
	S	S-5
H1 (mm)	515	515
BS (mm)	403	403
TS (mm)	418	318
M (kg)	45	40
max. Zuladung (kg)	45	40
L (l)	10	8
V (l)	11,3	8,9
LB (mm)	487	487
Anzahl Stellflächen	1	1

- H1: max. Einstellhöhe
- BS: Breite Stellfläche
- TS: Tiefe Stellfläche
- M: Tragfähigkeit pro Stellfläche (gleichmäßig verteilt)
- L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes
- V: max. Auffangvolumen
- LB: lichte Breite

Innenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: BENCH S Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügelür		
	Zeichnungsnummer: D00080278	Blatt: 2 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 02	Datum: 2016-09-08	




NW: 75
 AB: Abluftanschluss
 ZU: Zuluft


Lüftungsanschluss

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: BENCH S Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügelür		
	Zeichnungsnummer: D00080278	Blatt: 3 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 02	Datum: 2016-09-08	
			





Außenboden



Klassischer Sockel



ToeKick-Sockel



variable Sockelausführungen			
	Außenboden	Klassischer Sockel	ToeKick-Sockel
HS (mm)	3	20 bis 135	60 bis 135

Sockelausführungen

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Benennung: BENCH S
Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügelür

Zeichnungsnummer: D00080278 Blatt: 4 von 4

Revision: 02 Datum: 2016-09-08

Düperthal Sicherheitstechnik
Frankenstrasse 3
D-63791 Karlstein

