



	Modelltyp	
	LL	XL
H (mm)	2045	2045
B (mm)	894	1194
T (mm)	747	612
T1 (mm)	1123	1140
Türen	2	2
Leerrgewicht (kg)	515	565
Schrankinnenvolumen (m³)	0,89	0,95

AU / AUV: Abluftüberwachungseinheit siehe Blatt 3

### Außenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: TAP line Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren		
	Zeichnungsnummer: D00098490	Blatt: 1 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 03	Datum: 2019-01-18	







	Modelltyp	
	LL	XL
<b>BS (mm)</b>	777	1077
<b>TS (mm)</b>	517	382
<b>M (kg)</b>	75	75
<b>Max. Zuladung (kg)</b>	225	225
<b>L (L)</b>	30	30
<b>V (L)</b>	33	33
<b>LB (mm)</b>	674	974

BS: Breite Stellfläche  
 TS: Tiefe Stellfläche  
 M: Tragfähigkeit pro Stellfläche (gleichmäßig verteilt)  
 L: Höchstvolumen des größten Einzelgebindes  
 V: max. Auffangvolumen  
 LB: lichte Breite

max. Gebindehöhe (mm)		
		Modelltyp
		LL, XL
Lagerböden	H1	341
	H2	390
	H3	390
	H4	414
Lagerböden im 16mm-Raster verstellbar		

**Innenmaße**

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: TAP line Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren		Blatt: 2 von 4	
	Zeichnungsnummer: D00098490	Revision: 03		
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein				






- AB: Abluftanschluss
- ZU: Zuluft
- TH: Thermoelement
- AU: Abluftüberwachungseinheit
- AUV: Abluftüberwachungseinheit mit Ventilator

Abluftüberwachung		
	AU	AUV
B (mm)	210	255
T (mm)	210	310
H (mm)	215	275
Kabellänge Netzanschluss ca. (m)	2	2
Kabellänge Sensor ca. (m)	1	1
Länge Abluftschlauch ca. (m)	-	1
Netzspannung (V)	230	230
Netzfrequenz (Hz)	50	50
Steckertyp	E+F, CEE 7/7	E+F, CEE 7/7

Details zu AU / AUV s. separate Betriebsanleitung

### Lüftungsanschluss

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: TAP line Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügelüren		
	Zeichnungsnummer: D00098490	Blatt: 3 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 03	Datum: 2019-01-18	



● Stellfußfläche

	Modelltyp	
	LL	XL
TF (mm)	83	88

### Geometrie der Stellfüße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: TAP line Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügelüren		
	Zeichnungsnummer: D00098490	Blatt: 4 von 4	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 03	Datum: 2019-01-18	