

<b>Sicherheitschrank Modelltyp SUPREME</b>			
	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>
<b>Artikel-Nr. Lagerboden</b>	79-80960-122	79-81260-122	79-81460-122

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Benennung: **Montageanleitung Lagerboden  
SUPREME L, XL, XXL**

Zeichnungsnummer: **D00070179**

Blatt: **1 von 2**







Revision: **03**

Datum: **2015-03-26**

**Düperthal Sicherheitstechnik**  
Frankenstrasse 3  
D-63791 Karlstein

 **DÜPERTHAL**



Sicherheitsschrank Modelltyp			
	L	XL	XXL
A1 (mm)	638,5	938,5	1138,5

Stückliste		
Pos.	Benennung	Stückzahl
010	Lagerboden	1
020	Konsole	1 Paar
030	U-Schiene	1 Paar
040	Spanplattenschraube Senkkopf 4x40	12
050	Zylinderschraube M4x10	4
060	6kt. Mutter M4	4
070	Rändelmutter	2
080	Spanplattenschraube Halbrundkopf 4x25	2

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Düperthal Sicherheitstechnik  
Frankenstrasse 3  
D-63791 Karlstein

Benennung: Montageanleitung Lagerboden  
SUPREME L, XL, XXL

Zeichnungsnummer: D00070179 Blatt: 2 von 2

Revision: 03 Datum: 2015-03-26

