






	Modelltyp
	XL
H (mm)	2045
B (mm)	894
T (mm)	747
T1 (mm)	1535
Türen	1
Leergewicht (kg)	460

Außenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: Sicherheitsschrank Typ 90 COOL standard XL		
	Zeichnungsnummer: D00110899	Blatt: 1 von 5	
	Revision: 00	Datum: 2021-03-17	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein			




	Modelltyp
	XL
H1 (mm)	1372
H2 (mm)	31 Einstellungen im Raster 32
BS1 (mm)	470
BS2 (mm)	470
TS1 (mm)	292
TS2 (mm)	420
M (kg)	40
L (l)	10
V (l)	11
Anzahl Glasboden	5
max. Zuladung (kg)	240
max. Gesamtgewicht (kg)	700

- H1: Einstellhöhe über Ablage
 H2: Höhe Raster für Glaslagerböden
 BS1: Breite Stellfläche Glaslagerböden
 BS2: Breite Stellfläche Ablage
 TS1: Tiefe Stellfläche Glasboden
 TS2: Tiefe Stellfläche Ablage
 M: Tragfähigkeit pro Lagerebene (gleichmäßig verteilt)
 L: Höchstvolumen des größten Einzelbindes
 V: max. Auffangvolumen

technische und elektrische Daten	Modelltyp
	XL
Raumvolumen Kühlbereich (m³)	0,307
Kühlmittel / Kühlmittelmenge (g)	R600a / 52
Temperaturbereich (°C)	+3 - +15
Klimaklasse	5
Anschlussspannung (V)	220 - 240
Frequenz (Hz)	50
Stromaufnahme (A)	1,5
Steckertyp	Typ F (CEE 7/4)
Länge Anschlusskabel (m)	1,80

Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: Sicherheitsschrank Typ 90 COOL standard XL		
	Zeichnungsnummer: D00110899	Blatt: 2 von 5	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 00	Datum: 2021-03-17	



NW: 110, mit Adapter 75
 AB: Abluftanschluss
 ZU: Zuluft
 TH: Thermoelement

Lüftungsanschluss


Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Düperthal Sicherheitstechnik
 Frankenstrasse 3
 D-63791 Karlstein


Benennung: Sicherheitsschrank Typ 90
 COOL standard XL

Zeichnungsnummer: D00110899 Blatt: 3 von 5

Revision: 00 Datum: 2021-03-17




DÜPERTHAL




● Stellfußfläche

Geometrie der Stellfüße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: Sicherheitsschrank Typ 90 COOL standard XL	
	Zeichnungsnummer: D00110899	Blatt: 4 von 5
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 00	Datum: 2021-03-17
		



Draufsicht



Ex-Zonen

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: Sicherheitsschrank Typ 90 COOL standard XL		
	Zeichnungsnummer: D00110899	Blatt: 5 von 5	
	Revision: 00	Datum: 2021-03-17	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein			