



	Modelltyp
	XL
H (mm)	2045
B (mm)	894
T (mm)	747
T1 (mm)	1535
Türen	1
Leergewicht (kg)	475

Außenmaße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: Sicherheitsschrank Typ 90 COOL dual XL		
	Zeichnungsnummer: D00111295	Blatt: 1 von 5	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 00	Datum: 2021-03-30	




	Modelltyp
	XL
H1 (mm)	628
H2 (mm)	11 Einstellungen im Raster 32
BS1 (mm)	460
BS2 (mm)	450
TS1 (mm)	294
TS2 (mm)	410
M (kg)	40
L (l)	5
V (l)	5,5
Anzahl Glasboden	2x 3
max. Zuladung (kg)	240
max. Gesamtgewicht (kg)	715

- H1: Einstellhöhe über Ablage
- H2: Höhe Raster für Glaslagerböden
- BS1: Breite Stellfläche Glaslagerböden
- BS2: Breite Stellfläche Ablage
- TS1: Tiefe Stellfläche Glasboden
- TS2: Tiefe Stellfläche Ablage
- M: Tragfähigkeit pro Lagerebene (gleichmäßig verteilt)
- L: Höchstvolumen des größten Einzelbindes
- V: max. Auffangvolumen

technische und elektrische Daten	Modelltyp
	XL
Raumvolumen Kühlbereich (m³)	2x 0,13
Kühlmittel / Kühlmittelmenge (g)	R600a / 2x 24
Temperaturbereich (°C)	+3 - +15
Klimaklasse	7
Anschlussspannung (V)	220 - 240
Frequenz (Hz)	50
Stromaufnahme (A)	1,0
Steckertyp	Typ F (CEE 7/4)
Länge Anschlusskabel (m)	1,80

Einstellhöhen und Stellflächenabmessungen


Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: Sicherheitsschrank Typ 90 COOL dual XL		Blatt: 2 von 5	
	Zeichnungsnummer: D00111295	Revision: 00		
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein				



NW: 110, mit Adapter 75
 AB: Abluftanschluss
 ZU: Zuluft
 TH: Thermoelement

Lüftungsanschluss


Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: Sicherheitsschrank Typ 90 COOL dual XL		
	Zeichnungsnummer: D00111295	Blatt: 3 von 5	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 00	Datum: 2021-03-30	




● Stellfußfläche

Geometrie der Stellfüße

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: Sicherheitschrank Typ 90 COOL dual XL		
	Zeichnungsnummer: D00111295	Blatt: 4 von 5	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 00	Datum: 2021-03-30	



Draufsicht



Ex-Zonen

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.	Benennung: Sicherheitsschrank Typ 90 COOL dual XL		
	Zeichnungsnummer: D00111295	Blatt: 5 von 5	
Düperthal Sicherheitstechnik Frankenstrasse 3 D-63791 Karlstein	Revision: 00	Datum: 2021-03-30	